



# АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

## АССОРТИМЕНТ



ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН  
КОНТРОЛЬ»



4501422AR – 250 мл

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН  
СЕНС»



4501424AR – 250 мл

ЛОСЬОН  
«ДЕЗИНКРУСТАНТ»



4501420AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА



4501417AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4501418AR – 250 мл

ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ»



4501416AR – 250 мл

ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ  
ИКРЫ



4504006K – 120 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ И RF  
КОРРЕКЦИИ



4515500K – 130 мл

КРЕМ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ  
И RF КОРРЕКЦИИ



4515501K – 130 мл

ГЕЛЬ «УЛЬТРАЦЕЛЛ»



4501407K – 150 мл

# АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР



ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

## ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»



4501422AR – 250 мл

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР



УЗ ПИЛИНГ

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ЖИРНОЙ, СМЕШАННОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ УЗ ПИЛИНГА, ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО ОЧИСТИТЬ ПОРЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И УДАЛИТЬ ОТМЕРШИЕ КЛЕТКИ.



АНА КОМПЛЕКС ЯБЛОКА,  
ПЕРСИКА, ГРЕЙПФРУТА



ЭКСТРАКТ  
ГАМАМЕЛИСА



ЭКСТРАКТ  
РОМАШКИ



ЭКСТРАКТ  
КАЛЕНДУЛЫ



ЭКСТРАКТ  
АЛОЭ ВЕРА



САЛИЦИЛОВАЯ  
КИСЛОТА

### ! ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая концентрация активных компонентов
- Противовоспалительное д-е
- Регуляция салоотделения
- Повышение эффективности процедур УЗ пилинга

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Очищение кожи
- Сокращение пор
- Улучшение цвета лица
- Нормализация салоотделения



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ  
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

## ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН СЕНС»



4501424AR – 250 мл


ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР



УЗ ПИЛИНГ

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕРЕЖНОЙ ОЧИСТКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, СУХОЙ, ТОНКОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ.

СПОСОБСТВУЕТ ТЩАТЕЛЬНОМУ ОЧИЩЕНИЮ ПОР, УДАЛЕНИЮ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК, ОКАЗЫВАЕТ КЕРАТОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ И МЯГКО ОЧИЩАЕТ, НЕ ПОВРЕЖДАЯ И НЕ ТРАВМИРУЯ КОЖУ.



АНА КОМПЛЕКС  
ТОМАТОВ



ЭКСТРАКТ  
СОЛОДКИ



ЭКСТРАКТ  
ЮККИ



ЭКСТРАКТ  
АЛОЭ ВЕРА

### ! ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая концентрация активных компонентов
- Успокаивающее д-е
- Повышение эффективности процедур УЗ пилинга
- Демократичная цена

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Кожа чистая и гладкая
- Нет раздражения
- Улучшение цвета лица
- Нет сухости и дискомфорта

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

## ЛОСЬОН «ДЕЗИНКРУСТАНТ»



4501420AR – 250 мл

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР



УЗ ПИЛИНГ



ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ

**ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛЮБОГО ТИПА**

ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ.

СПОСОБСТВУЕТ ГЛУБОКОМУ ОЧИЩЕНИЮ ПОР, УСТРАНЯЕТ ИЗБЫТОК КОЖНОГО САЛА И ЗАГРЯЗНЕНИЯ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗМЯГЧЕНИЕ КОМЕДОНОВ И ОБЛЕГЧАЕТ ЭКСТРАКЦИЮ. ФОРМУЛА ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ДЕГИДРАТАЦИИ, НЕ НАРУШАЕТ БАЛАНС КОЖИ.



ТЕТРАБОРАТ  
НАТРИЯ



ЭКСТРАКТ  
ПЛЮЩА



ЭКСТРАКТ  
ЛОПУХА



ЭКСТРАКТ  
ОВСА

### ! ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая концентрация активных компонентов
- Облегчает удаление комедонов
- Повышение эффективности аппаратного очищения.
- Демократичная цена

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Кожа хорошо очищена
- Матовая и гладкая
- Улучшение цвета лица
- Нормализация секреции сальных желез

# АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ



## АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА



4501417AR – 250 мл

### ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ЭМС



УЗ ФОНОФОРЕЗ  
МИКРОМАССАЖ



МИКРОТОКИ



УСПОКАИВАЮЩАЯ  
МАСКА

**ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ОСОБЕННО ДЛЯ СУХОЙ, ТОНКОЙ И ДЕГИДРАТИРОВАННОЙ.**

ЛЕГКИЙ ГЕЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР. ОКАЗЫВАЕТ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ, ТОНИЗИРУЮЩЕЕ, ОСВЕЖАЮЩЕЕ И УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ. СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ, ДЕЛАЕТ КОЖУ НЕЖНОЙ, УМЕНЬШАЕТ ОТЕЧНОСТЬ И ГИПЕРЕМИЮ.



ЭКСТРАКТ АЛОЭ  
ВЕРА



УСПОКАИВАЮЩИЙ  
КОМПЛЕКС COVAFRESH IV

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ УСПОКАИВАЮЩЕЙ МАСКИ ДЛЯ СУХОЙ РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ, А ТАКЖЕ ПРИ ДИСКОМФОРТНЫХ ОЩУЩЕНИЯХ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ.

### ! ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая концентрация активных компонентов
- Экономичный расход
- Повышение эффективности аппаратного воздействия.
- Демократичная цена.

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Кожа увлажненная, нежная и гладкая
- Повышение упругости
- Улучшение цвета лица
- Комфортные ощущения, чувство свежести

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

## КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4501418AR – 250 мл

### ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР




ЭМС



УЗ ФОНОРЕЗ  
МИКРОМАССАЖ



МИКРОТОКИ



ИОНОРЕЗ /  
ЗАРЯД МИНУС

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ОСОБЕННО ДЛЯ ТУСКЛОЙ, АТОНИЧНОЙ «УСТАВШЕЙ» КОЖИ.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СОЧЕТАНИИ С АППАРАТНЫМИ МЕТОДИКАМИ А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ УСПОКАИВАЮЩЕЙ, УВЛАЖНЯЮЩЕЙ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА. СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ ОКСИГЕНАЦИИ, ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ И УСПОКАИВАЕТ. ПОВЫШАЕТ ТОНУС И ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ.



ГИАЛУРОНАТ  
НАТРИЯ



УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС  
UNITAMIRON H22 (ЭКСТРАКТ ТАМАРИНДА)



ЭКСТРАКТ  
ДРОЖЖЕЙ



АНТИВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС  
EPIDERMIST 4.0 (МОРСКОЙ ПЛАНКТОН)



МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ УСПОКАИВАЮЩЕЙ, УВЛАЖНЯЮЩЕЙ МАСКИ ДЛЯ СУХОЙ, ТОНКОЙ, АТОНИЧНОЙ КОЖИ.

### ! ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальность
- Высокая концентрация активных компонентов
- Экономичный расход
- Повышение эффективности аппаратного воздействия.
- Демократичная цена.

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Увлажнение и тонизация кожи
- Повышение упругости
- Улучшение цвета лица, устранение признаков усталости и стресса
- Комфортные ощущения



# АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР



ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

## ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ»



4501416AR – 250 мл

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ЭМС



УЗ ФОНОФОРЕЗ  
МИКРОМАССАЖ



МИКРОТОКИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ДЛЯ КОЖИ С ПРИЗНАКАМИ УВЯДАНИЯ, СНИЖЕННЫМ ТОНУСОМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО УВЯДАНИЯ.

СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ, УВЛАЖНЯЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ МИНЕРАЛЬНЫЙ БАЛАНС.

ПОВЫШАЕТ ТОНУС И ЭЛАСТИЧНОСТЬ, ДЕЛАЕТ КОЖУ НЕЖНОЙ И ГЛАДКОЙ. СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ МОРЩИН.



ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА



ФУКОГЕЛЬ (БИОСАХАРИДНАЯ  
СМОЛА ИЗ ВОДРОСЛЕЙ)



ЭКСТРАКТЫ ФУКУСА  
И ЛАМИНАРИИ



БИОЛИН (ALPHA-GLUCAN  
OLIGOSACCHARIDE)

### ! ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая концентрация активных компонентов
- Экономичный расход
- Повышение эффективности аппаратного воздействия.
- Демократичная цена.

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Повышение упругости тонуса кожи, сокращение морщин
- Улучшение цвета лица, восстановление уровня увлажненности кожи
- Комфортные ощущения



ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

## ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ



4504006K – 120 мл

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ЭМС



УЗ ФОНОФОРЕЗ  
МИКРОМАССАЖ



МИКРОТОКИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ДЛЯ КОЖИ С ПРИЗНАКАМИ УВЯДАНИЯ, СНИЖЕННЫМ ТОНУСОМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО УВЯДАНИЯ.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СОЧЕТАНИИ С АППАРАТНЫМИ МЕТОДИКАМИ. АКТИВНО УВЛАЖНЯЕТ И СПОСОБСТВУЕТ СОХРАНЕНИЮ ВЛАГИ, НАСЫЩАЕТ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕТОК. ПОВЫШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ.



ЭКСТРАКТ ИКРЫ



ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА



ГИДРОЛИЗАТ  
КОЛЛАГЕНА

### ! ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая концентрация активных компонентов
- Может использоваться с молодого возраста 25+
- Экономичный расход
- Повышение эффективности аппаратного воздействия.
- Демократичная цена.

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Восстановление уровня увлажненности кожи
- Повышение упругости и тонуса кожи, сокращение морщин
- Улучшение цвета лица,
- Комфортные ощущения

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

## ГЕЛЬ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ



4515500K – 130 мл

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР



RF  
ЛИФТИНГ



ЛАЗЕРНАЯ  
КОРРЕКЦИЯ



ЭМС



МИКРОТОКИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ДЛЯ КОЖИ С ПРИЗНАКАМИ УВЯДАНИЯ,  
СНИЖЕННЫМ ТОНУСОМ.

ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ  
ПРОЦЕДУР, МИНИМИЗИРУЕТ ВОЗМОЖНУЮ РЕАКЦИЮ КОЖИ НА АППАРАТНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСИЛИВАЮТ ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ,  
ОДНОВРЕМЕННО ОКАЗЫВАЯ УСПОКАИВАЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.



ЭКСТРАКТ  
ЭДЕЛЬВЕЙСА



ЭКСТРАКТ  
ЗВЕРОБОЯ



СТЕАРАТ САХАРОЗЫ  
100% натуральный увлажнитель

### ! ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая концентрация активных компонентов
- Экономичный расход
- Повышение эффективности аппаратного воздействия.
- Демократичная цена.

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Сохранение уровня увлажненности кожи
- Комфортные ощущения
- Минимизация кожной реакции на аппаратное воздействие

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

## ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ



4515501K – 130 мл

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР



RF  
ЛИФТИНГ



ЛАЗЕРНАЯ  
КОРРЕКЦИЯ



МИКРО  
ДЕРМАБРАЗИЯ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ. СПЕЦИАЛЬНО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОСТОЯНИИ СТРЕССА, СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, НЕЙТРАЛИЗУЕТ ДЕЙСТВИЕ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ И ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ.




СКВАЛЕН



МАСЛО  
ЖОЖОБА



МАСЛА  
КАРИТЕ И СОИ




ЭКСТРАКТ  
СОЛОДКИ



ГИДРОЛИЗАТ  
КОЛЛАГЕНА



ВИТАМИН  
Е



ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА

### ! ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Может использоваться для поврежденной внешней агрессией кожи (мороз, солнце)
- Противовоспалительное д-е
- Повышение эффективности аппаратного воздействия.
- Демократичная цена.

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Ускорение восстановления
- Комфортные ощущения на коже
- Сокращение красноты и раздражения
- Защита

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

## ГЕЛЬ «УЛЬТРАЦЕЛЛ»



4501407K – 150 мл

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ЭМС



УЗ ФОНОФОРЕЗ  
МИКРОМАССАЖ




МИКРОТОКИ

ГЕЛЬ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ ЭФФЕКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ЦЕЛЛЮЛИТА ЛЮБОЙ СТАДИИ.

СТИМУЛИРУЕТ ЛИМФОДРЕНАЖ, УСТРАНЯЕТ ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ СТОЙКИХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И "АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ". УЛУЧШАЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ И АКТИВИЗИРУЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖИРОВОЙ ТКАНИ, ТОНИЗИРУЕТ И УКРЕПЛЯЕТ КОЖУ ТЕЛА.



КОФЕИН



ЭКСТРАКТ  
ЛИМОНА



БРОМЕЛАИН



ЭКСТРАКТ  
ЗЕЛЕННОГО ЧАЯ



ТЕОФИЛЛИН



ЭКСТРАКТ  
ПОМЕРАНЦА

### ! ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая концентрация активных компонентов
- Тройное действие: липолиз, тонизация кожи, дренаж
- Повышение эффективности аппаратных процедур
- Экономичный расход.

### РЕЗУЛЬТАТ:

- Тонизация кожи
- Стимуляция дренажа и детоксикации
- Стимуляция липолиза
- Сокращение апельсиновой корки, уменьшение объемов.

# АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА СОЗДАНА С УЧЕТОМ ВИДА ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ **ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ** ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКТОРА АППАРАТА
- ИМЕЕТ **ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ** АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
- НЕ ИСПОЛЗУЮТСЯ ТОКСИЧЕСКИЕ ИЛИ ВРЕДНЫЕ ДЛЯ КОЖИ ВЕЩЕСТВА
- **НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ** И ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД НА ПРОЦЕДУРУ
- **100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ**: ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ КУРСА
- ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ НАЛИЧИЕМ СЕРТИФИКАТОВ.
- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ **ДИЗАЙН**
- **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА**: БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ.

# АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР



ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Увлажнение	Тонизация	Сокращение морщин	Очищение кожи	Регуляция салоотделения	Лифтинг	Устранение отечности, комфорт	Уменьшение воспаления	Улучшение текстуры кожи
ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ» 4501422AR – 250 мл				+	+			+	+
ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН СЕНС» 4501424AR – 250 мл				+			+		+
ЛОСЬОН «ДЕЗИНКРУСТАНТ» 4501420AR – 250 мл				+	+			+	+
АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА 4501417AR – 250 мл	+	+					+	+	+
КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 4501418AR – 250 мл	+	+	+			+			+
ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ» 4501416AR – 250 мл		+	+			+			+
ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 4504006K – 120 мл	+	+	+						+
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ 4515500K – 130 мл	+						+	+	+
КРЕМ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ 4515501K – 130 мл	+	+					+	+	+
<b>КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ</b>	Увлажнение	Тонизация	Уменьшение апельсиновой корки		Липолиз	Дренаж	Детокс		
ГЕЛЬ «УЛЬТРАЦЕЛЛ» 4501407K – 150 мл	+	+	+		+	+	+		





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>